

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/depilator-aft-i-ipl-z-funkcja-odmładzająca-p-1375.html>

Depilator AFT i IPL z funkcją odmładzającą

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Numer katalogowy	AZ-HH-170

Opis produktu

Depilator IPL działający w najnowszej technologii AFT posiada dodatkową nakładkę działającą odmładzająco i wygładzającą na zmarszczki.

Jest to urządzenie do usuwania zbędnego owłosienia metodą IPL (Intensywne Światło Pulsujące) i AFT (Zaawansowana Technologia Fluorescencyjna) a także do zabiegów rewitalizujących skórę w nowoczesnej technologii REJUV. Metody usuwania owłosienia IPL i AFT są wykorzystywane w salonach kosmetycznych na całym świecie. Daje ona efekty redukcji owłosienia bez cięcia i wrywania, co pozwala na doskonałe efekty przy minimalnym bólu.

Dzięki połączeniu w jednym urządzeniu technologii IPL i AFT, urządzenie to może być stosowane dla różnych partii ciała i do różnych typów skóry.

AFT działa na zasadzie szybkich impulsów światła (1 impuls na sekundę). Dzięki temu jest to metoda szybka i łatwa w stosowaniu. IPL z kolei to metoda stosująca pojedyncze, silne impulsy światła, co daje doskonałą kontrolę nad ich ukierunkowaniem.

Urządzenia nadaje się do stosowania na:

- nogi
- okolice bikini
- pachy
- ręce
- ze specjalną nasadką do twarzy - do depilacji wąsika u kobiet (nasadkę do twarzy można dokupić oddzielnie)
- ze specjalną nasadką - do odmładzania skóry i zmniejszania zmarszczek

Przyrząd objęty jest gwarancją na 24 miesiące.

Sposób użytkowania depilatora Duo Pro:

1. 48 godzin przed pierwszym użyciem depilatora Duo należy bezwzględnie przeprowadzić test, aby określić bezpieczne ustawienia dla naszej skóry.
2. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że skóra jest ogolona, czysta i sucha.
3. Po złożeniu urządzenia wg załączonej instrukcji, przyrząd należy włączyć z pomocą przycisku Power. Spowoduje to zaświecenie się lampki LED na poziomie 1.
4. Domyślnie urządzenie po włączeniu ustawione jest na najniższy poziom mocy. Aby ustawić moc na ustalony podczas testu poziom, należy użyć przycisku Power. Poziom energii świeci się na niebiesko (AFT) lub biało (IPL).
5. Należy umieścić aplikator na obszarze skóry, z którego chce się usunąć owłosienie. Ważne jest, aby aplikator miał kompletny kontakt ze skórą. W innym wypadku urządzenie nie zadziała. Kiedy przyrząd będzie gotowy do użycia zielona lampka oznaczająca gotowość do wysłania impulsu przestanie migać i będzie świeciła cały czas.
6. W zależności od wybranego poziomu energii urządzenie może być wykorzystywane na dwa sposoby:
 - jeśli wybrany jest poziom 1 - 3 działa metoda AFT. W tym przypadku należy wcisnąć przycisk Power i stale go trzymać przesuwając powoli urządzenie (będące w stałym kontakcie ze skórą) po depilowanym obszarze. Aby uzyskać pożądany efekt konieczne jest nawet 5-krotne przesunięcie urządzenia po tym samym obszarze. Im wyższy poziom energii został wybrany, tym wolniej należy przesuwać urządzenie.
 - jeśli wybrany został poziom energii 4 lub 5, zalecaną metodą jest IPL. W przypadku tej metody należy dobrze docisnąć aplikator do skóry, wcisnąć przycisk Power i poczekać na błysk. W tym samym miejscu należy używać depilatora tylko jeden raz. Następnie należy przesunąć aplikator na kolejny obszar, z którego chce się usunąć owłosienie, poczekać aż kontrolka LED przestanie migać (trwa to do 3,5 sekundy) a następnie ponownie wcisnąć przycisk power.
7. Operację tę należy powtarzać na całym depilowanym obszarze. Należy pamiętać, aby nie korzystać z urządzenia dłużej niż 30 minut jednorazowo. Po upływie 30 minut należy przyrząd wyłączyć i odłączyć go od prądu. Jeśli urządzenie nie jest wykorzystywane przez 3 minuty, wyłączy się ono samo. Wówczas konieczne będzie ponowne jego uruchomienie poprzez wciśnięcie przycisku Power.
8. Po zakończeniu zabiegu depilacji należy wmasować w skórę delikatną emulsję np. na bazie aloesu. Przez co najmniej 24 godziny po zabiegu należy unikać stosowania peelingów oraz kremów rozjaśniających, aby zapobiec podrażnieniu skóry. Należy unikać bezpośredniego wystawiania się na słońce przez przynajmniej 2 tygodnie od zabiegu. Zaleca się stosowanie kremów z filtrem co najmniej SPF 30. Na depilowanym obszarze nie należy używać wosku ani wrywać z niego włosów. Ostateczny efekt

zabiegu może być widoczny dopiero po 2 tygodniach.

Poniżej zamieszczamy tabelę pozwalającą zorientować się dla kogo polecane jest urządzenie i jaki jest polecany przez producenta poziom energii dla zabiegu:

suitable hair and skin types		SKIN COLOUR					
		1	2	3	4	5	6
BODY HAIR COLOUR	Black	4/5	4/5	3/4/5	3/4	1/2/3	x
	Dark brown	4/5	4/5	3/4/5	3/4	1/2/3	x
	Brown	4/5	4/5	3/4/5	3/4	1/2/3	x
	Dark blond	4/5	4/5	3/4/5	3/4	1/2/3	x
	Light blond						
	Red	x	x	x	x	x	x
	White/grey						

Przy zastosowaniu terapii AFL, w zależności od odcienia skóry, zabiegi mogą być powtarzane nawet do dwóch razy w tygodniu. Aby za pomocą tej metody osiągnąć rezultaty zbliżone do IPL należy wykonywać zabiegi z większą regularnością. Przy zastosowaniu terapii IPL przerwy pomiędzy zabiegami powinny wynosić minimum 2 tygodnie. Aby uzyskać optymalne rezultaty powinno się przeprowadzić przynajmniej 6 zabiegów w zalecanych odstępach czasu. Z każdym kolejnym zabiegiem wzrost włosów na danym obszarze powinien być coraz mniejszy. Z uwagi na zachodzące zmiany fizjologiczne w tym hormonalne może być konieczne powtarzanie zabiegów co jakiś czas.

Podczas stosowania urządzenia Duo można spodziewać się:

- błysk światła, który jest nieszkodliwy dla oczu, ale powinno się unikać bezpośredniego patrzenia na to światło
- dźwięk wentylatora (nie tak głośny jak w przypadku suszarki do włosów)
- dźwięk "pykania" po każdym impulsie
- uczucie ciepła pojawiające się po każdym impulsie
- delikatne pieczenie

Efekty uboczne, które mogą pojawić się na skutek stosowania Homedics Duo:

Niewielkie skutki uboczne:

- podrażnienie/zaczerwienienie, które powinno ustąpić do 24h po zabiegu
- wrażliwość na słońce - należy unikać dłuższej niż 15 min ekspozycji na bezpośrednie promienie słoneczne przez 2 tygodnie po zabiegu

Rzadkie efekty uboczne (wymagają konsultacji z lekarzem jeśli się pojawiają):

- oparzenia
- blizny
- zmiana pigmentacji skóry
- nadmierne zaczerwienienie
- opuchlizna

Niezwykle rzadkie efekty uboczne (konieczna konsultacja z lekarzem):

- infekcje
- siniaki

Gwarancja na 24 miesiące!!!



Zalety depilatora AFT IPL Duo Pro:

- Dwie metody usuwania owłosienia w jednym urządzeniu: IPL i AFT
- Nowoczesna technologia REJUV odmładzająca skórę i redukująca zmarszczki
- Można stosować na różne części ciała

- Przeznaczone do różnych typów skóry
- 3cm² powierzchni emitującej światło
- Duży, łatwy w użytkowaniu przycisk
- Lampka pokazująca poziom naładowania przed każdym impulsem świetlnym
- Czujnik zbliżenia do skóry zapewnia bezpieczeństwo użytkowania
- Wymienny kardridż pozwalający na wykonanie aż 50 tys. impulsów
- 3 poziomy mocy dla terapii AFT
- 2 poziomy mocy dla terapii IPL
- Moc: 3,6 - 5 kJ
- Zestaw zawiera urządzenie Duo z trzema końcówkami: do ciała - 2 szt. oraz odmładzającą do twarzy, instrukcję oraz kabel zasilający
- Gwarancja na 24 miesiące

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.