

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/powystawowa-waga-lazienkowa-salter-9150-180-kg-zielona-lub-czarna-p-2763.html>

Powystawowa waga łazienkowa Salter 9150 180 kg – zielona lub czarna

Cena	49,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Powystawowa waga łazienkowa Salter 9150 – zielona lub czarna

Salter 9150 to elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała, przeznaczona zarówno do zwykłego ważenia, jak i do orientacyjnej kontroli dodatkowych parametrów.

Model dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: **zielonym / limonkowym Salter 9150 GN3R** oraz **czarnym Salter 9150 BK3R**. Maksymalne obciążenie wynosi **180 kg**, a działka pomiaru masy to **100 g**.

Oferowane wagi są powystawowe i sprawne technicznie. Poszczególne egzemplarze mogą mieć lekkie rysy, niewielkie otarcia lub inne drobne ślady wynikające z ekspozycji i przechowywania. Opakowanie może być uszkodzone, wgniecione, naderwane albo niepełnowartościowe.

Zdjęcia pokazują model produktu i nie przedstawiają indywidualnego stanu każdej dostępnej sztuki. Ewentualne niedoskonałości wizualne nie wpływają na prawidłowe działanie urządzenia.

Dwa warianty kolorystyczne Salter 9150

Przed zakupem wybierz odpowiedni kolor w opcjach produktu. Funkcjonalność obu wariantów jest taka sama.

Model	Kolor
Salter 9150 GN3R	Zielony / limonkowy
Salter 9150 BK3R	Czarny

Zielona wersja wyróżnia się intensywną, limonkową platformą i może stanowić mocny akcent kolorystyczny w łazience. Czarna odmiana jest bardziej stonowana i dobrze pasuje do minimalistycznych oraz nowoczesnych wnętrz.

Pomiar masy ciała do 180 kg

Salter 9150 umożliwia ważenie do **180 kg** z działką **0,1 kg, czyli 100 g**.

Wynik może być prezentowany w kilogramach, funtach lub jednostkach stone.

Analiza tkanki tłuszczowej, wody i BMI

Model wykorzystuje technologię **BIA - analizę impedancji bioelektrycznej**. Podczas pomiaru przez ciało przepływa

niewielki, niewyczuwalny impuls wykorzystywany do oszacowania wybranych parametrów.

- pomiar masy ciała;
- szacunkowa zawartość tkanki tłuszczowej;
- szacunkowa zawartość wody w organizmie;
- obliczanie BMI;
- tryb zwykłego ważenia bez analizy.

Wyniki analizy mają charakter orientacyjny i najlepiej służą do obserwowania zmian przy pomiarach wykonywanych w podobnych warunkach.

Pamięć dla 8 użytkowników

Waga Salter 9150 umożliwia zapisanie danych **8 użytkowników**, dlatego może być używana przez kilka osób w jednym gospodarstwie domowym.

Każdy użytkownik może zapisać swoje dane potrzebne do obliczania parametrów analizy.

Tryb sportowca

Model posiada również **tryb sportowca**. Jest on przeznaczony dla osób spełniających kryteria aktywności określone przez producenta w instrukcji obsługi.

Dzięki temu obliczenia analizatora mogą być lepiej dopasowane do osób o większej aktywności fizycznej.

Szklana platforma z metalowymi elektrodami

Platforma wykonana jest ze szkła i wyposażona w **cztery metalowe pola kontaktowe**, potrzebne do wykonania analizy BIA.

Wymiary platformy wynoszą około **30,2x30,2 cm**, a wysokość urządzenia około **2,2 cm**.

Czytelny wyświetlacz LCD

Wyniki prezentowane są na elektronicznym wyświetlaczu LCD. W przypadku modelu 9150 BK3R ekran ma około **8x2,5 cm**.

Prosta obsługa i automatyczne ważenie

Po prawidłowym zainicjowaniu urządzenia można rozpocząć zwykłe ważenie po wejściu na platformę.

Po zakończeniu pomiaru waga wyłącza się automatycznie.

Najważniejsze parametry Salter 9150

Marka	Salter
Model	9150
Warianty	9150 GN3R zielony / 9150 BK3R czarny
Stan	Powystawowy
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem
Maksymalne obciążenie	180 kg
Działka pomiaru masy	100 g
Analiza	Tkanka tłuszczowa, woda, BMI
Pamięć użytkowników	8
Tryb sportowca	Tak
Platforma	Szklana z metalowymi elektrodami
Wymiary	około 30,2x30,2x2,2 cm
Zasilanie	2 baterie AAA

Co oznacza produkt powystawowy?

Waga powystawowa mogła być wcześniej rozpakowana, prezentowana lub przechowywana poza fabrycznie zamkniętym opakowaniem.

Na szklanej platformie lub innych elementach mogą występować **lekkie rysy, niewielkie otarcia albo inne drobne ślady ekspozycji**. Opakowanie może być uszkodzone lub niepełnowartościowe.

Produkt jest sprawny technicznie i działa prawidłowo. Ewentualne niedoskonałości mają charakter wizualny.

Zdjęcia mają charakter prezentacyjny i pokazują model urządzenia, a nie dokładny stan każdej dostępnej sztuki.

Jak wykonać analizę składu ciała?

Ustaw wagę na stabilnej i równej powierzchni. Do analizy wybierz swój profil i stań **bosymi stopami na metalowych elektrodach**.

Producent zaleca, aby przed pomiarem stopy były lekko wilgotne, ponieważ poprawia to kontakt z elektrodami.

Dla łatwiejszego porównywania wyników wykonuj pomiary o podobnej porze i w podobnych warunkach.

Sprawdź inne wagi łazienkowe

Zobacz także pozostałe [wagi łazienkowe](#) dostępne w AZSklep.pl i porównaj modele klasyczne oraz wagi wyposażone w analizatory składu ciała.

Inne produkty powystawowe i końcówki serii znajdziesz również w kategorii [Wyprzedaże](#).

Produkty związane z codzienną kontrolą i dbaniem o siebie znajdziesz także w kategorii [Zdrowie](#).