

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/jasiek-medyczny-40x40cm-vita-med-p-703.html>

Jasiek medyczny VITA-MED 40x40 cm – biały

Cena	33,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod EAN	5904139309865

Opis produktu

Jasiek medyczny VITA-MED 40x40 cm – antyalergiczna poduszka z wypełnieniem FOLLBALL

Jasiek medyczny VITA-MED 40x40 cm to biała, niewielka poduszka wypełniona **hipoalergicznym granulem silikonowanym FOLLBALL**. Miękkie i sprężyste wypełnienie sprawia, że jasiek może służyć jako dodatkowe podparcie głowy, karku, pleców lub nóg podczas snu i codziennego odpoczynku.

Poduszka jest lekka, delikatna i przyjemna w użytkowaniu. Syntetyczny wsad zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, nie zawiera naturalnego pierza ani puchu i pozwala na częste pranie całego produktu w temperaturze do **95°C**.

Najważniejsze zalety:

- kompaktowy rozmiar 40x40 cm,
- hipoalergiczny granulat silikonowany FOLLBALL,
- możliwość częstego prania w temperaturze do 95°C,
- miękka, lekka i delikatna konstrukcja,
- odpowiednia cyrkulacja powietrza,
- sprężyste wypełnienie pomagające zachować kształt poduszki,
- certyfikat OEKO-TEX Standard 100 obejmujący tkaninę, wypełnienie i nici,
- pozytywna ocena kliniczna wskazana przez producenta,
- uniwersalny biały kolor.

Hipoalergiczne wypełnienie FOLLBALL

Wnętrze jaśka VITA-MED stanowi **granulat silikonowany FOLLBALL**. Jest to syntetyczne wypełnienie przeznaczone dla osób, które unikają poduszek zawierających naturalne pierze lub puch.

Granulat nadaje poduszce miękkość i sprężystość, a jednocześnie umożliwia jej regularne pranie. Roztrzepywanie jaśka po użyciu i po wysuszeniu pomaga równomiernie rozłożyć wsad oraz przywrócić poduszce właściwy kształt.

Inne modele z syntetycznym wypełnieniem można porównać w kategorii [poduszki antyalergiczne](#).

Mała poduszka medyczna do snu i odpoczynku

Wymiary **40x40 cm** sprawiają, że jasiek VITA-MED zajmuje niewiele miejsca i może być używany w różnych pozycjach. Sprawdza się na łóżku, kanapie lub fotelu, a także jako dodatkowa poduszka podczas odpoczynku.

Miękkie wypełnienie pozwala dopasować ułożenie jaśka do aktualnych potrzeb. Poduszkę można wykorzystać między innymi:

- pod głowę podczas odpoczynku,
- jako dodatkowe podparcie karku,
- za plecy podczas siedzenia,
- pod nogi lub kolana,
- jako niewielką poduszkę do sypialni, salonu albo pokoju gościnnego.

Pozostałe poduszki w tym rozmiarze i modele z innymi rodzajami wsadu znajdziesz w kategorii [jaśki 40x40 cm i małe poduszki](#).

Ocena kliniczna poduszek VITA-MED

Według informacji przedstawionych przez producenta poduszki antyalergiczne VITA-MED uzyskały **pozytywną ocenę kliniczną Kliniki Neurologii Samodzielnego Szpitala Klinicznego w Lublinie**.

Jasiek może być stosowany w domu, a dzięki możliwości prania w wysokiej temperaturze odpowiada także na potrzeby miejsc, w których szczególnie istotne jest utrzymanie higieny tekstyliów, takich jak placówki opiekuńcze, sanatoria czy obiekty noclegowe.

OEKO-TEX Standard 100 – kontrola materiałów tekstylnych

Zgodnie z informacją źródłową **tkanina poduszki, wypełnienie oraz nici posiadają certyfikat OEKO-TEX Standard 100**. Oznaczenie dotyczy kontroli wyrobów tekstylnych pod kątem obecności substancji szkodliwych.

Certyfikacja obejmuje między innymi badania dotyczące wybranych pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych oraz ekstrahowalnych metali ciężkich.

Higiena podczas codziennego użytkowania

Możliwość prania całej poduszki w temperaturze do 95°C ułatwia usuwanie codziennych zabrudzeń i utrzymanie produktu w czystości. Jest to istotna różnica w porównaniu z wieloma jaśkami z naturalnym wypełnieniem, których nie należy prać w wodzie.

Specyfikacja jaśka medycznego VITA-MED 40x40 cm

Rodzaj produktu	jasiek / mała poduszka medyczna
Model	VITA-MED
Wymiary	40x40 cm
Rodzaj wypełnienia	hipoalergiczny granulat silikonowany FOLLBALL
Charakter wypełnienia	syntetyczne, miękkie i sprężyste
Kolor	biały
Pranie	do 95°C
Certyfikat	OEKO-TEX Standard 100
Elementy objęte certyfikatem	tkanina, wypełnienie i nici
Naturalne pierze lub puch	nie

Jak prać i pielęgnować jasiek VITA-MED?

- prać w temperaturze nieprzekraczającej 95°C,
- przestrzegać wszystkich oznaczeń pielęgnacyjnych umieszczonych na metce,
- po praniu dokładnie wysuszyć poszycie i całe wypełnienie,
- nie używać ani nie przechowywać poduszki, gdy jej wnętrze pozostaje wilgotne,
- regularnie roztrzepywać jasiek, aby równomiernie rozłożyć granulat,
- na co dzień stosować poszewkę chroniącą poduszkę przed zabrudzeniem.

Regularne pranie zgodne z metką, dokładne suszenie oraz roztrzepywanie poduszki pomagają utrzymać jej higienę, miękkość i prawidłowe rozłożenie wypełnienia.

Dla kogo sprawdzi się jasiek antyalergiczny VITA-MED?

Poduszka może być dobrym wyborem dla osób poszukujących:

- małego jaśka z syntetycznym wypełnieniem,
- alternatywy dla poduszki z pierza lub puchu,
- produktu umożliwiającego częste pranie,
- dodatkowego podparcia podczas snu albo odpoczynku,
- lekkiej i miękkiej poduszki 40x40 cm,
- białego jaśka do łóżka, kanapy lub fotela.

Pełną ofertę modeli przeznaczonych do sypialni i codziennego odpoczynku znajdziesz w kategorii [poduszki](#).

