

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/kliny-ortopedyczne-p-2423.html>

Kliny ortopedyczne piankowe

Cena

38,00 zł

Dostępność

Dostępność 1-3 dni

Opis produktu

Kliny ortopedyczne piankowe do rehabilitacji, ćwiczeń i zabaw ruchowych

Kliny ortopedyczne piankowe to praktyczne kształtki wykorzystywane podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych, terapii ruchowej, zajęć korekcyjnych, zabaw ogólnorozwojowych oraz pracy z dziećmi. Klin tworzy stabilną pochyłą powierzchnię, dlatego może służyć do podparcia ciała, stopniowania wysokości, ćwiczeń w podporze, aktywności równoważnych oraz budowania prostych torów ruchowych.

Produkt wykonany jest z pianki poliuretanowej i pokryty materiałem skóropodobnym. Dzięki temu klin jest miękki, wygodny w użytkowaniu, łatwy do utrzymania w czystości i dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Sprawdza się w gabinetach rehabilitacyjnych, salach ćwiczeń, przedszkolach, szkołach, salach zabaw oraz w domowej przestrzeni do ćwiczeń.

Do czego służy klin piankowy?

Klin piankowy jest jedną z najbardziej uniwersalnych kształtek rehabilitacyjnych. Może być używany jako pomoc do ćwiczeń, element podparcia, pochylnia do aktywności ruchowej albo część większego zestawu kształtek. W pracy z dziećmi klin pomaga tworzyć bezpieczne zadania ruchowe, w których ważna jest koordynacja, równowaga, zmiana pozycji i pokonywanie niewielkiej pochyłości.

- do ćwiczeń rehabilitacyjnych i korekcyjnych,
- do terapii ruchowej i zajęć ogólnorozwojowych,
- jako pochylnia w prostym torze aktywności,
- jako miękkie podparcie podczas ćwiczeń,
- do przedszkola, szkoły, sali zabaw, gabinetu i domu,
- jako element uzupełniający zestawy kształtek piankowych.

Dostępne rozmiary klinów piankowych

Kliny dostępne są w wielu rozmiarach, dlatego można dopasować je do wieku użytkownika, rodzaju ćwiczeń, wielkości sali oraz planowanego zastosowania. Mniejsze kliny sprawdzają się przy prostym podparciu i ćwiczeniach pomocniczych, a większe modele mogą pełnić funkcję pochylni, elementu toru ruchowego lub większej kształtki do sali zabaw.

Rozmiar klina	Przykładowe zastosowanie
20x15x10cm	mały klin pomocniczy do podparcia i prostych ćwiczeń
30x20x16cm	kompaktowy klin do ćwiczeń korekcyjnych i pracy z dziećmi
35x15x21cm	wąski klin do podparcia, stopniowania wysokości i terapii ruchowej
38x38x5cm	niski klin do lekkiego podparcia i ćwiczeń na małej wysokości
30x40x12cm	uniwersalny klin do ćwiczeń, gabinetu i sali zabaw
38x38x7cm	niska pochylnia do prostych ćwiczeń i aktywności ruchowej
20x25x10cm	mała kształtka do ćwiczeń pomocniczych i podparcia
30x40x16cm	klin do ćwiczeń, rehabilitacji i zajęć korekcyjnych
50x35x20cm	większy klin do terapii ruchowej i sali ćwiczeń
60x60x12cm	szeroki niski klin do stabilnego podparcia i aktywności dzieci
40x50x20cm	klin do gabinetu, przedszkola i domowej rehabilitacji
70x60x25cm	duży klin do sali zabaw, rehabilitacji i torów aktywności
70x60x30cm	większa pochylnia do ćwiczeń ruchowych i pracy z dziećmi
70x60x35cm	wysoki klin do ćwiczeń, terapii i aktywności ogólnorozwojowej
80x60x40cm	duży klin piankowy do większej sali ćwiczeń lub sali zabaw
100x80x30cm	szeroki klin do stabilnego podparcia i dużych układów ruchowych
120x60x40cm	duży klin do torów aktywności, przedszkola i sali rehabilitacyjnej

W przypadku braku zmiany rozmiaru wysyłany jest klin w rozmiarze **20x15x10cm**.

Najważniejsze cechy produktu

- wykonanie z pianki poliuretanowej,
- pokrycie materiałem skóropodobnym,
- wiele rozmiarów do wyboru,
- możliwość wyboru koloru z dostępnej palety,
- miękka i bezpieczna konstrukcja,
- łatwe utrzymanie powierzchni w czystości,
- możliwość dezynfekcji powierzchni,
- zastosowanie w gabinecie, przedszkolu, szkole, domu i sali zabaw.

Klin piankowy a inne kształtki rehabilitacyjne

Klin piankowy wyróżnia się pochyłą powierzchnią, dlatego dobrze sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest stopniowanie wysokości, podparcie albo stworzenie łagodnej pochylni. Jeśli potrzebujesz innych elementów do ćwiczeń i terapii, sprawdź również [kostki rehabilitacyjne piankowe](#), [kształtkę trapez](#), [półwałek do ćwiczeń](#) oraz [wałek piankowy do ćwiczeń](#).

Pełną ofertę produktów tego typu znajdziesz w kategorii [kształtki rehabilitacyjne](#). Jeśli kompletujesz przestrzeń typowo

dziecięcą, kliny można połączyć także z [klockami piankowymi dla dzieci](#) oraz [zestawami klocków piankowych](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17

Rozmiar klina WS: 20cmx15cmx10cm , 30cmx20cmx16cm (+ 8,00 zł) , 35cmx15cmx21cm (+ 10,00 zł) , 38cmx38cmx5cm (+ 16,00 zł) , 30cmx40cmx12cm (+ 19,00 zł) , 38cmx38cmx7cm (+ 18,00 zł) , 20cmx25cmx10cm (+ 18,00 zł) , 30cmx40cmx16cm (+ 20,00 zł) , 50cmx35cmx20cm (+ 49,00 zł) , 60cmx60cmx12cm (+ 57,00 zł) , 40cmx50cmx20cm (+ 59,00 zł) , 70cmx60cmx25cm (+ 115,00 zł) , 70cmx60cmx30cm (+ 152,00 zł) , 70cmx60cmx35cm (+ 182,00 zł) , 80cmx60cmx40cm (+ 242,00 zł) , 100cmx80cmx30cm (+ 274,00 zł) , 120cmx60cmx40cm (+ 286,00 zł)