

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/koldra-antyalergiczna-140-x-200-cm-medical-4-pory-roku-amw-p-300.html>

Kołdra antyalergiczna 140x200 cm Medical 4 pory roku AMW

Cena	291,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod EAN	5904139309360

Opis produktu

Kołdra antyalergiczna 140x200 cm Medical 4 pory roku AMW

Kołdra antyalergiczna Medical 4 pory roku 140x200 cm to praktyczne rozwiązanie pozwalające dopasować poziom ciepła do temperatury i pory roku. Konstrukcja składa się z **dwóch spinanych ze sobą warstw**, których można używać razem lub osobno. Dzięki temu jedna kołdra może pełnić funkcję lżejszego przykrycia na cieplejsze miesiące oraz cieplejszej kołdry na sezon jesienno-zimowy.

Biała kołdra została wypełniona **silikonowanymi włóknami Hollow**, a jej poszycie wykonano z tkaniny **polycotton**. Łączna masa wypełnienia wynosi **1300 g** i jest podzielona pomiędzy dwie warstwy: 800 g oraz 500 g.

Najważniejsze zalety:

- rozmiar **140x200 cm**,
- system 4 pory roku – dwie warstwy używane razem lub osobno,
- łączna masa wypełnienia 1300 g: 800 g + 500 g,
- silikonowane wypełnienie poliestrowe Hollow,
- sprężyste i lekkie włókna zapewniające izolację ciepłą,
- poszycie z tkaniny polycotton,
- właściwości antyalergiczne wypełnienia,
- certyfikat Oeko-Tex Standard 100,
- oznaczenie jako wyrób medyczny,
- kolor biały,
- możliwość prania w temperaturze do 60°C.

Kołdra 4 pory roku – dwie warstwy na różne temperatury

Najważniejszą cechą modelu Medical jest możliwość korzystania z **dwóch oddzielnych warstw kołdry**. Są one spinane ze sobą, dlatego w zależności od potrzeb można używać jednej części albo połączyć obie.

Warstwa z wypełnieniem **500 g** pozwala uzyskać lżejsze przykrycie, natomiast druga część zawiera **800 g wypełnienia**. Po spięciu obu elementów powstaje cieplejsza kołdra o łącznej masie wypełnienia **1300 g**. Takie rozwiązanie sprawia, że nie trzeba ograniczać się do jednego wariantu ciepłego przez cały rok.

Jeżeli szukasz innych wariantów przeznaczonych do całorocznego użytkowania, zobacz także [kołdry antyalergiczne](#) dostępne w AZSklep.pl.

Wypełnienie Hollow – sprężyste włókna poliestrowe

Wypełnienie kołdry stanowi **100% poliestrowy silikonowany wsad Hollow**. Włókna są termicznie skręcane, mają spiralną strukturę i zachowują wysoką sprężystość. Dzięki temu kołdra pozostaje puszysta, lekka i zapewnia dobrą izolację ciepłą.

Wypełnienie Hollow wykazuje również **właściwości antyalergiczne**. Ogranicza osadzanie się kurzu i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów, w tym grzybów i pleśni. Jest to istotna cecha dla osób poszukujących kołdry łatwej do utrzymania w higienicznych warunkach.

Polycotton – praktyczne poszycie białej kołdry

Poszycie wykonano z **polycottonu**, czyli tkaniny łączącej właściwości bawełny i poliestru. Materiał został dobrany z myślą o codziennym użytkowaniu kołdry oraz regularnej pielęgnacji.

Kołdra występuje w **kolorze białym**, dzięki czemu łatwo dopasować ją do różnego rodzaju pościeli i wystroju sypialni.

Kołdra Medical z certyfikatem Oeko-Tex Standard 100

Kołdra posiada **certyfikat Oeko-Tex Standard 100**. Oznaczenie to potwierdza przebadanie wyrobu pod kątem obecności substancji szkodliwych w stężeniach mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Model posiada również **oznaczenie wyrobu medycznego**, związane z jego właściwościami antyalergicznymi. Jeżeli interesują Cię produkty o takim przeznaczeniu, sprawdź również kategorię [kołdry medyczne](#).

Jedna kołdra – trzy możliwości użytkowania

Dwie spinane warstwy umożliwiają dopasowanie kołdry do aktualnych potrzeb: można korzystać z warstwy 500 g, warstwy 800 g albo połączyć obie i uzyskać kołdrę z łącznym wypełnieniem 1300 g.

Specyfikacja kołdry antyalergicznej Medical 140x200 cm

Rodzaj produktu	kołdra antyalergiczna Medical 4 pory roku
Wymiary	140x200 cm

Konstrukcja	dwie spinane warstwy
Łączna masa wypełnienia	1300 g
Wypełnienie poszczególnych warstw	800 g + 500 g
Rodzaj wypełnienia	Hollow – silikonowane włókna poliestrowe
Materiał poszycia	polycotton
Kolor	biały
Właściwości wypełnienia	anty alergiczne, sprężyste, termoizolacyjne
Certyfikat	Oeko-Tex Standard 100
Status produktu	wyrób medyczny
Maksymalna temperatura prania	60°C

Jak prać kołdrę antyalergiczną Medical?

Możliwość prania pomaga zachować higienę kołdry podczas regularnego użytkowania. Aby prawidłowo pielęgnować produkt:

- prać delikatnie w temperaturze **do 60°C**,
- po praniu wstępnie odwirować,
- ręcznie rozpulchnić wypełnienie,
- po rozpulchnieniu nadać kołdrze jej początkową formę.

Regularna i prawidłowa pielęgnacja pomaga utrzymać odpowiednie rozmieszczenie sprężystego wypełnienia Hollow oraz komfort użytkowania kołdry.

Dla kogo sprawdzi się kołdra antyalergiczna 140x200 cm?

Kołdra Medical 4 pory roku może być dobrym wyborem dla osób, które szukają:

- kołdry antyalergicznej w popularnym rozmiarze 140x200 cm,
- jednego produktu pozwalającego regulować poziom ciepła w zależności od pory roku,
- kołdry z syntetycznym wypełnieniem Hollow,
- modelu, który można prać w temperaturze do 60°C,
- kołdry posiadającej certyfikat Oeko-Tex Standard 100,
- produktu posiadającego oznaczenie wyrobu medycznego.

Jeśli chcesz porównać ten model z kołdrami o innych rodzajach wypełnienia i parametrach, zobacz wszystkie [kołdry](#) dostępne w sklepie.

