

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/koldra-antyalergiczna-140-x-200-cm-medical-duo-amw-p-989.html>

Kołdra Antyalergiczna (140 x 200 cm) Medical Duo AMW

Cena	135,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1 dzień
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AZ-ES-K-MD-140

Opis produktu

Produkt z kategorii kołdry antyalergiczne

KOŁDRA ANTYALERGICZNA MEDYCZNA

Kołdra antyalergiczna Medical Duo stanowi połączenie dwóch kołder i wykonana jest z materiału, który można prać aż w 90°C. Dwie oddzielne kołdry połączone są ze sobą na stałe na brzegach dają dodatkową izolację dzięki przestrzeni powietrza między nimi. Materiał którym pokryta jest kołdra to polycotton, połączenie zalet naturalnej bawełny z wytrzymałością poliestru.

Kołdra antyalergiczna medyczna wypełniona jest nowoczesnym 100% poliestrowym silikonowanym **wsypem Hollow** czyli termicznie skręcanymi włóknami. Posiadają one spiralny kształt i wysoką sprężystość. Zapewniają doskonałą izolację ciepłą i puszystość. Sprawiają, że ludzkie ciało podczas snu oddycha. Kołdra jest lekka i cechuje ją bardzo dobre utrzymywanie ciepła.

Wypełnienie kołdry typu Hollow charakteryzuje się właściwościami antyalergicznymi. Przeciwdziała osadzeniu się kurzu i zapobiega rozwojowi innych mikroorganizmów takich jak grzyby i pleśń.

Kołdra posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100, który jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. **Posiadanie tego znaku oznacza, że kołdra została odpowiednia przebadana i jest wolna od substancji szkodliwych** w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, barwników alergizujących, formaldehydu, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

Przewidziane zastosowanie:

Kołdra Medical® zalecana jest do stosowania jako jeden z komponentów pościeli profilaktycznej, podczas snu i wypoczynku. Jest jednym z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergen, a w szczególności w profilaktyce chorób alergicznych, a także w prewencji osób dotkniętych nadmierną reakcją na alergeny wziewne i kontaktowe.

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie, dlatego kołdra Medical® przeznaczona jest do stosowania wspomagającego jako jeden z elementów zapobiegania, łagodzenia przebiegu i leczenia chorób alergicznych, takich jak:

- alergiczny, przewlekły nieżyt nosa,
- astma oskrzelowa,
- atopowe zapalenie skóry,
- alergiczne zapalenie spojówek, zatok, krtani, gardła i migdałków podniebiennych.

Kołdra antyalergiczna medyczna - cechy:

- wymiary kołdry : 140x200 cm
- warstwy: jedna
- rodzaj wypełnienia kołdry: Hollow – puch poliestrowy silikonowany
- tkanina kołdry : polycotton (48% bawełna, 52% poliestr)
- jakość kołdry : najwyższa
- stawka VAT: 8%
- **Kołdra posiada oznaczenie jak WYRÓB MEDYCZNY co jest potwierdzeniem właściwości antyalergiczných produktu.**

Sposób użytkowania wyrobu:

Wyrób powinien być stosowany bezpośrednio na nieuszkodzoną skórę, do okrywania całej powierzchni lub części ciała podczas odpoczynku lub snu, u alergików i osób zdrowych.

Kołdra jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użycia.

Wyrób należy przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu, chroniącym przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem.

Wyrób antyalergiczny należy przechowywać w pomieszczeniach przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów oraz nadmiernego kurzu i wilgoci.

W celu eliminacji alergenów wyrób należy poddawać okresowej (raz w miesiącu) procedurze prania w temperaturze co najmniej 60°C

- prać delikatnie w temperaturze do 90 stopni,
- wstępnie odwirować,
- ręcznie rozpulchnić wsad nadając wyrobowi początkową formę,
- nie bielić,
- nie prasować,
- nie czyścić chemicznie.

Kołdra medical antyalergiczna!

