

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/koldra-antyallergiczna-160-x-200-cm-medical-4-pory-roku-amw-p-302.html>

Kołdra antyalergiczna 160x200 cm Medical 4 pory roku AMW

Cena	318,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod EAN	5904139309377

Opis produktu

Kołdra antyalergiczna 160x200 cm Medical 4 pory roku AMW

Kołdra antyalergiczna Medical 4 pory roku 160x200 cm AMW to praktyczna kołdra medyczna składająca się z **dwóch spinanych ze sobą warstw**. Możliwość ich rozłączania pozwala dopasować poziom ciepła do temperatury i pory roku.

Lżejszą warstwę można wykorzystać podczas cieplejszych nocy, natomiast po spięciu obu części powstaje cieplejsza kołdra odpowiednia na chłodniejszy okres. Wypełnienie stanowią **silikonowane włókna poliestrowe Hollow**, a zewnętrzną tkaninę wykonano z polycottonu.

Najważniejsze zalety kołdry:

- rozmiar **160x200 cm**,
- dwie spinane i rozpinane warstwy,
- możliwość dopasowania kołdry do cieplejszych i chłodniejszych nocy,
- masa kołdry 1500 g: 900 g + 600 g,
- antyalergiczne wypełnienie Hollow,
- sprężyste, termicznie skręcane włókna poliestrowe,
- poszycie z tkaniny polycotton,
- biały kolor,
- możliwość prania w temperaturze do 60°C,
- certyfikat Oeko-Tex Standard 100,
- oznaczenie jako wyrób medyczny.

Kołdra 4 pory roku 160x200 cm – dwie warstwy w jednym zestawie

Konstrukcja **4 pory roku** opiera się na dwóch oddzielnych częściach, które można spinać i rozpinąć w zależności od potrzeb. Dzięki temu jedna kołdra może być wykorzystywana w różnych warunkach temperaturowych.

Lżejsza konfiguracja sprawdzi się podczas cieplejszych nocy, natomiast połączenie obu warstw zapewnia większą izolację ciepłą w chłodniejszym okresie.

Dwie warstwy – możliwość zmiany poziomu ciepła

Warstwy kołdry można rozłączyć lub połączyć. Dzięki temu nie trzeba korzystać przez cały rok z jednej, zawsze tak samo ciepłej konfiguracji.

Inne modele o podobnym przeznaczeniu znajdziesz w kategorii [kołdry antyalergiczne](#).

Wypełnienie Hollow – sprężyste włókna poliestrowe

Kołdra została wypełniona **100% poliestrowym, silikonowanym wypełnieniem Hollow**. Włókna są termicznie skręcane, dzięki czemu uzyskują spiralny kształt oraz wysoką sprężystość.

Taka budowa wypełnienia pomaga zachować puszystość oraz odpowiednią izolację ciepłą. Hollow jest materiałem syntetycznym o właściwościach antyalergicznym, który ogranicza osadzanie się kurzu oraz warunki sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni.

1500 g w dwóch warstwach: 900 g + 600 g

Łączna masa kołdry wynosi **1500 g** i rozłożona jest pomiędzy dwie części: **900 g oraz 600 g**. Takie rozwiązanie pozwala korzystać z poszczególnych warstw osobno albo łączyć je w cieplejszą konfigurację.

Dzięki temu użytkownik może dopasować kołdrę do aktualnych warunków bez konieczności zmiany całego kompletu pościeli.

Poszycie z polycottonu

Zewnętrzna tkanina kołdry to **polycotton**, czyli materiał łączący właściwości bawełny i poliestru. Takie zestawienie zapewnia praktyczne właściwości użytkowe oraz trwałość potrzebną przy regularnym korzystaniu z kołdry.

Kołdra ma **biały kolor**, dzięki czemu zachowuje klasyczny wygląd i pasuje do różnych kompletów pościeli.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

Kołdra posiada **certyfikat Oeko-Tex Standard 100**. Oznaczenie to dotyczy kontroli wyrobów włókienniczych pod kątem określonych substancji szkodliwych, takich jak między innymi formaldehyd, wybrane barwniki, pestycydy czy metale ciężkie.

Kołdra medyczna do snu i odpoczynku

Medical 4 pory roku posiada **oznaczenie jako wyrób medyczny** i została zaprojektowana z myślą o stosowaniu podczas snu

i wypoczynku.

Jeśli zależy Ci szczególnie na produktach z tej grupy, zobacz także kategorię [kołdry medyczne](#).

Specyfikacja kołdry Medical 4 pory roku 160x200 cm

Rodzaj produktu	kołdra antyalergiczna medyczna
Model	Medical 4 pory roku AMW
Wymiary	160x200 cm
Konstrukcja	dwie spinane i rozpinane warstwy
Masa	1500 g
Masa poszczególnych części	900 g + 600 g
Rodzaj wypełnienia	Hollow – silikonowane włókna poliestrowe
Materiał poszycia	polycotton
Kolor	biały
Pranie	delikatne, do 60°C
Certyfikat	Oeko-Tex Standard 100
Wyrób medyczny	tak

Jak prać kołdrę Medical 4 pory roku?

- prać delikatnie w temperaturze do 60°C,
- po praniu wstępnie odwirować,
- ręcznie rozpulchnić wypełnienie,
- przywrócić kołdrze jej pierwotny kształt.

Odpowiednia pielęgnacja pomaga zachować równomierne rozmieszczenie wypełnienia oraz właściwości użytkowe kołdry.

Dla kogo sprawdzi się kołdra 4 pory roku 160x200 cm?

Model może być dobrym wyborem dla osób szukających:

- kołdry antyalergicznej 160x200 cm,
- jednego produktu do użytkowania w cieplejszym i chłodniejszym okresie,

- możliwości regulowania poziomu ciepła poprzez łączenie warstw,
- syntetycznego wypełnienia Hollow bez naturalnego pierza,
- kołdry medycznej przeznaczonej do snu i odpoczynku.

Inne rozmiary i rodzaje kołder możesz porównać w kategorii [kołdry](#).

