

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/koldra-antyalergiczna-160-x-200-cm-medical-solo-amw-p-986.html>

Kołdra antyalergiczna 160x200 cm Medical Solo AMW

Cena	171,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod EAN	5904139309452

Opis produktu

Kołdra antyalergiczna 160x200 cm Medical Solo AMW

Kołdra antyalergiczna Medical Solo 160x200 cm AMW to biała, jednowarstwowa kołdra medyczna przeznaczona do snu i odpoczynku. Wypełnienie stanowią **silikonowane włókna poliestrowe Hollow**, a poszycie wykonano z polycottonu łączącego bawełnę z poliestrem.

Model Solo wyróżnia się prostą **jednowarstwową konstrukcją** oraz możliwością prania w wysokiej temperaturze – delikatnie do 90°C. Dzięki temu dobrze sprawdza się u osób, dla których ważna jest możliwość regularnego utrzymywania pościeli w czystości.

Najważniejsze zalety kołdry Medical Solo:

- rozmiar **160x200 cm**,
- jedna warstwa – konstrukcja Solo,
- antyalergiczne wypełnienie Hollow,
- 100% silikonowane włókna poliestrowe,
- wysoka sprężystość i dobre właściwości termoizolacyjne,
- poszycie polycotton: 48% bawełny i 52% poliestru,
- możliwość prania w temperaturze do 90°C,
- certyfikat Oeko-Tex Standard 100,
- oznaczenie jako wyrób medyczny,
- biały kolor.

Medical Solo 160x200 cm – jednowarstwowa kołdra medyczna

Nazwa **Solo** odnosi się do jednowarstwowej konstrukcji kołdry. W przeciwieństwie do modeli Duo lub 4 pory roku nie składa się ona z dwóch połączonych albo rozpinanych części.

Jedna warstwa tworzy klasyczną, nieskomplikowaną konstrukcję odpowiednią do codziennego stosowania podczas snu i odpoczynku.

Jeżeli szukasz innych modeli przeznaczonych dla osób zwracających szczególną uwagę na ograniczanie ekspozycji na alergeny, zobacz również [kołdry antyalergiczne](#).

Wypełnienie Hollow – sprężyste włókna poliestrowe

Wypełnienie Medical Solo stanowią **100% silikonowane włókna poliestrowe Hollow**. Włókna są termicznie skręcane, dzięki czemu mają spiralny kształt oraz wysoką sprężystość.

Taka struktura pozwala zachować puszystość oraz dobre właściwości izolacyjne. Wypełnienie Hollow ma właściwości antyalergiczne i ogranicza warunki sprzyjające osadzaniu się kurzu oraz rozwojowi grzybów i pleśni.

Poszycie polycotton – 48% bawełny i 52% poliestru

Kołdrę pokrywa **polycotton**, czyli tkanina będąca połączeniem bawełny i poliestru. W tym modelu skład poszycia wynosi **48% bawełny i 52% poliestru**.

Kołdra ma **biały kolor**, dzięki czemu zachowuje klasyczny i uniwersalny wygląd.

Pranie do 90°C – praktyczna pielęgnacja kołdry

Medical Solo można **prać delikatnie w temperaturze do 90°C**. W przypadku wyrobu antyalergicznego zalecane jest okresowe pranie w temperaturze co najmniej 60°C w celu ograniczania ilości alergenów.

Po praniu należy wstępnie odwirować kołdrę, ręcznie rozpulchnić wypełnienie i nadać jej początkową formę.

Oeko-Tex Standard 100 i oznaczenie wyrobu medycznego

Kołdra posiada **certyfikat Oeko-Tex Standard 100**, odnoszący się do kontroli wyrobów włókienniczych pod kątem określonych substancji szkodliwych.

Medical Solo posiada również **oznaczenie jako wyrób medyczny**. Jest wyrobem nieinwazyjnym, przeznaczonym do wielokrotnego stosowania podczas snu i odpoczynku przez alergików oraz osoby zdrowe.

Pozostałe produkty z tej grupy znajdziesz w kategorii [kołdry medyczne](#).

Specyfikacja kołdry Medical Solo 160x200 cm

Rodzaj produktu	kołdra antyalergiczna medyczna
Model	Medical Solo AMW

Wymiary	160x200 cm
Liczba warstw	jedna
Rodzaj wypełnienia	Hollow – silikonowane włókna poliestrowe
Materiał poszycia	polycotton
Skład poszycia	48% bawełna, 52% poliester
Kolor	biały
Pranie	delikatne, do 90°C
Certyfikat	Oeko-Tex Standard 100
Wyrób medyczny	tak

Jak prać i pielęgnować kołdrę Medical Solo?

- w celu ograniczania alergenów okresowo prać w temperaturze co najmniej 60°C,
- prać delikatnie w temperaturze do 90°C,
- po praniu wstępnie odwirować,
- ręcznie rozpulchnić wypełnienie i nadać kołdrze początkową formę,
- nie bielić,
- nie prasować,
- nie czyścić chemicznie,
- przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, chroniąc przed nadmierną wilgocą, kurzem oraz obcymi zapachami.

Dla kogo sprawdzi się Medical Solo 160x200 cm?

Model może być dobrym wyborem dla osób szukających:

- jednowarstwowej kołdry antyalergicznego 160x200 cm,
- syntetycznego wypełnienia Hollow bez naturalnego puchu i pierza,
- kołdry nadającej się do regularnego prania w wysokiej temperaturze,
- prostego modelu bez łączonych lub rozpinanych warstw,
- kołdry medycznej przeznaczonej do snu i odpoczynku.

Wszystkie dostępne warianty możesz porównać w kategorii [kołdry](#).

