

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/koldra-antyalergiczna-200-x-220-cm-medical-4-pory-roku-amw-p-305.html>

Kołdra Antyalergiczna (200 x 220 cm) Medical 4-pory roku AMW

Cena	379,00 zł
Dostępność	Dostępność - 1 dzień
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Produkt z kategorii kołdry antyalergiczne

KOŁDRA ANTIALERGICZNA MEDYCZNA

Kołdra antyalergiczna Medical "Cztery pory roku" to tak naprawdę dwie warstwy kołdry, które można spinać i rozpinąć otrzymując w ten sposób ultralekką kołdrę letnią i bardzo ciepłą, lekką zimową kołdrę. Decydując się na zakup kołdry "Cztery pory roku" otrzymujemy kołdrę idealną zarówno na upalne letnie jak i mroźne zimowe noce. Tkanina kołdry to polycotton, połączenie zalet naturalnej bawełny z wytrzymałością poliestru.

Wypełnienie kołdry medical "Cztery pory roku" to **Hollow** - 100% poliestrowy silikonowany rodzaj wypełnienia. Termicznie skręcane włókna. Posiadają one spiralny kształt i wysoką sprężystość, a cechuje je doskonała izolacja cieplna i puszystość. Dzięki takiemu wypełnieniu **ludzkie ciało oddycha podczas snu**. Kołdra antyalergiczna "Cztery pory roku" jest lekka i cechuje ją bardzo dobre utrzymywanie ciepła. Wypełnienie kołdry typu Hollow charakteryzuje się właściwościami antyalergicznymi. **Przeciwdziała osadzaniu się kurzu i zapobiega rozwojowi innych mikroorganizmów takich jak grzyby i pleśń.**

Kołdra antyalergiczna posiada certyfikat Oeko-Tex Standard 100, który jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. **Posiadanie tego znaku oznacza, że kołdra została odpowiednio przebadana i jest wolna od substancji szkodliwych** w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, barwników alergizujących, formaldehydu, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

Kołdra antyalergiczna medyczna - cechy:

- wymiary kołdry : 200x220 cm
- waga kołdry : 2100 gram (1200 gram + 900 gram)
- rodzaj wypełnienia kołdry : Hollow – puch poliestrowy silikonowany
- tkanina kołdry : polycotton
- jakość kołdry : najwyższa
- stawka VAT: 8%
- **Kołdra posiada oznaczenie jak WYRÓB MEDYCZNY co jest potwierdzeniem właściwości antyalergiczných produktu.**

Sposób użytkowania wyrobu:

- prać delikatnie w temperaturze do 60 stopni,
- wstępnie odwirować,
- ręcznie rozpulchnić wsad nadając wyrobowi początkową formę,

Kołdra medical antyalergiczna!

