

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/poduszka-anty alergiczna-medical-50x80cm-p-598.html>

Poduszka antyalergiczna Medical 50x80 cm – Amball®

Cena	70,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni
Kod EAN	5904139310090

Opis produktu

Poduszka antyalergiczna medyczna 50x80 cm – Amball® i pranie w 95°C

Poduszka antyalergiczna medyczna 50x80 cm to wydłużony, biały model wypełniony silikonowanymi kuleczkami Amball®. Syntetyczny wkład wyróżnia się lekkością i sprężystością, a możliwość prania całej poduszki w temperaturze **95°C** ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu higieny.

Wypełnienie Amball® wykonano w 100% z poliestru. Spiralna struktura włókien pozwala kuleczkom odzyskiwać objętość po nacisku i umożliwia ręczne formowanie poduszki. Produkt nie zawiera naturalnego pierza ani puchu.

Najważniejsze cechy poduszki Medical:

- wydłużony rozmiar **50x80 cm**,
- 100% poliestrowe wypełnienie Amball®,
- lekki i sprężysty wkład bez naturalnego pierza,
- poszycie wykonane z polikottonu,
- możliwość prania całej poduszki w temperaturze 95°C,
- certyfikat OEKO-TEX Standard 100,
- oznaczenie produktu jako wyrób medyczny,
- praktyczna torba z uchwytem do przenoszenia,
- jeden wariant kolorystyczny – biały.

Wydłużona poduszka medyczna 50x80 cm

Wymiary **50x80 cm** zapewniają szeroką powierzchnię do ułożenia głowy, a jednocześnie mniejszą wysokość niż w klasycznej poduszce 70x80 cm. Taki format może być wygodny dla osób, które często zmieniają pozycję podczas snu, ale nie potrzebują bardzo dużej poduszki.

Model może być używany do codziennego spania, odpoczynku w pozycji półleżącej albo jako dodatkowe podparcie górnej części ciała. Odczuwana wysokość i miękkość zależą od ułożenia wkładu oraz indywidualnych preferencji użytkownika.

Jeśli potrzebujesz krótszej poduszki, sprawdź również [poduszkę medyczną 50x60 cm z wkładem Amball®](#).

Kuleczki Amball® – syntetyczne wypełnienie bez puchu

Wnętrze poduszki stanowią **silikonowane kuleczki Amball® wykonane w 100% z poliestru**. Spiralnie uformowane włókna nadają wypełnieniu sprężystość i pozwalają mu dopasowywać się do zmieniającego się nacisku.

Luźny wkład można ręcznie rozpulchniać i równomiernie rozprowadzać wewnątrz poszycia. Dzięki temu po praniu lub dłuższym użytkowaniu łatwiej przywrócić poduszcze właściwy kształt.

Inne modele bez naturalnego pierza i puchu znajdziesz w kategorii [poduszki antyalergiczne](#).

Poszycie z polikottonu do regularnego użytkowania

Poszycie poduszki wykonano z **polikottonu**, czyli tkaniny łączącej włókna bawełniane i poliestrowe. Materiał został dobrany z myślą o regularnym użytkowaniu oraz pielęgnacji całego produktu.

Poduszka występuje wyłącznie w kolorze białym. Neutralna kolorystyka pasuje do domowej pościeli, wyposażenia hoteli, sanatoriów oraz tekstyliów stosowanych w placówkach opiekuńczych i medycznych.

Poduszka do prania w temperaturze 95°C

Model Medical można prać razem z wypełnieniem w temperaturze **95°C**. Pozwala to czyścić jednocześnie poszycie oraz znajdujące się wewnątrz kuleczki Amball®.

Możliwość prania w wysokiej temperaturze jest szczególnie praktyczna w miejscach, w których tekstylia sypialniane wymagają częstego odświeżania. Przed rozpoczęciem prania należy zawsze sprawdzić oznaczenia umieszczone na etykiecie produktu.

Ważna informacja o zamku

Zamek błyskawiczny znajduje się w przezroczystej torbie do przechowywania i przenoszenia produktu. Opis źródłowy nie wskazuje, aby sama poduszka posiadała zamek umożliwiający wyjmowanie lub regulowanie ilości wypełnienia.

Oznaczenie jako wyrób medyczny

Poduszka posiada oznaczenie jako **wyrób medyczny**. Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, informacjami znajdującymi się na etykiecie oraz instrukcjami przekazanymi przez producenta.

Oznaczenie produktu nie oznacza, że poduszka leczy alergię, astmę, schorzenia kręgosłupa albo inne choroby. W przypadku dolegliwości zdrowotnych wybór poduszki warto skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Certyfikat OEKO-TEX Standard 100

Poduszka posiada **certyfikat OEKO-TEX Standard 100**. Oznaczenie informuje, że zastosowane materiały tekstylne zostały przebadane pod kątem określonych substancji szkodliwych.

Certyfikat dotyczy bezpieczeństwa chemicznego materiałów i nie jest deklaracją właściwości leczniczych. Pozostałe modele o medycznym przeznaczeniu możesz porównać w kategorii [poduszki medyczne i antyalergiczne AMW](#).

Torba do przechowywania i transportu

Poduszka jest pakowana w **przezroczystą torbę wyposażoną w zamek błyskawiczny oraz uchwyt**. Opakowanie zabezpiecza produkt podczas transportu i może ułatwiać jego późniejsze przechowywanie.

Przed umieszczeniem poduszki w zamkniętej torbie należy upewnić się, że zarówno poszycie, jak i całe wypełnienie są całkowicie suche.

Specyfikacja poduszki antyalergicznej Medical 50x80 cm

Rodzaj produktu	poduszka antyalergiczna medyczna
Seria	Medical
Wymiary	50x80 cm
Kolor	biały
Rodzaj wypełnienia	silikonowane kuleczki Amball®
Skład wypełnienia	100% poliester
Materiał poszycia	polikoton
Temperatura prania	95°C
Certyfikat	OEKO-TEX Standard 100
Oznaczenie jako wyrób medyczny	tak
Zamek w poduszce	brak informacji w źródle
Opakowanie	przezroczysta torba z zamkiem i uchwytem

Jak prać poduszkę Medical 50x80 cm?

- przed praniem zapoznać się z oznaczeniami na etykiecie produktu,

- upewnić się, że pojemność pralki jest odpowiednia dla rozmiaru 50x80 cm,
- poduszkę można prać razem z wypełnieniem w temperaturze 95°C,
- po zakończeniu programu wstępnie odwirować produkt,
- ręcznie rozpulchnić silikonowane kuleczki Amball®,
- równomiernie rozprowadzić wkład wewnątrz poszycia,
- nadać poduszce początkowy kształt,
- przed użyciem dokładnie wysuszyć cały produkt.

Wilgotnej poduszki nie należy wkładać do poszewki ani zamkniętej torby. Wkład powinien być suchy również w środku, a nie tylko na powierzchni.

Dla kogo sprawdzi się poduszka Medical 50x80 cm?

Model może być odpowiedni dla osób poszukujących:

- wydłużonej poduszki do spania o szerokości 80 cm,
- syntetycznego wypełnienia bez naturalnego puchu i pierza,
- poduszki umożliwiającej pranie całego produktu w 95°C,
- sprężystego wkładu, który można ręcznie rozpulchniać,
- białej poduszki do domu, hotelu albo placówki opiekuńczej,
- produktu oznaczonego jako wyrób medyczny.

Poszewki odpowiadające różnym wymiarom poduszek znajdziesz w kategorii [poszewki na poduszki](#). Wszystkie rozmiary i rodzaje wypełnień możesz porównać w kategorii [poduszki do spania](#).

