

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/poduszka-medyczna-50x60cm-vita-med-p-696.html>

Poduszka medyczna VITA-MED 50x60 cm – FOLLBALL, pranie 95°C



Cena	53,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 - 3 dni

Opis produktu

Poduszka medyczna VITA-MED 50x60 cm – higieniczna poduszka do prania w 95°C

Poduszka medyczna VITA-MED 50x60 cm to biała poduszka z syntetycznym wypełnieniem FOLLBALL, przygotowana z myślą o osobach zwracających szczególną uwagę na higienę miejsca snu. Możliwość częstego prania w temperaturze **95°C** ułatwia utrzymanie produktu w czystości zarówno w domu, jak i w obiektach wymagających regularnej pielęgnacji tekstyliów.

Wnętrze poduszki stanowi **silikonowany granulát FOLLBALL**. Drobne elementy wypełnienia nadają jej lekkość i sprężystość, a jednocześnie pozwalają dopasować ułożenie poduszki do indywidualnych preferencji. Produkt nie zawiera naturalnego pierza ani puchu.

Najważniejsze cechy poduszki VITA-MED:

- popularny rozmiar **50x60 cm**,
- silikonowane wypełnienie FOLLBALL,
- brak naturalnego pierza i puchu,
- poszycie z polikottonu: 50% bawełny i 50% poliestru,
- możliwość częstego prania w temperaturze 95°C,
- lekka i sprężysta konstrukcja,
- materiały posiadające certyfikat OEKO-TEX Standard 100,
- uniwersalny biały kolor.

Wypełnienie FOLLBALL bez naturalnego pierza

Poduszka została wypełniona **silikonowanym granulem FOLLBALL**. Syntetyczny wkład pomaga zachować sprężystość produktu, a jego luźna struktura pozwala na swobodne formowanie poduszki przed snem lub odpoczynkiem.

VITA-MED może być praktycznym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy zamiast naturalnego puchu i pierza wybierają poduszki z wypełnieniem syntetycznym. Więcej modeli o podobnym przeznaczeniu znajduje się w kategorii [poduszki antyalergiczne](#).

Poduszka 50x60 cm przeznaczona do prania w 95°C

Jedną z najważniejszych zalet modelu VITA-MED jest możliwość **częstego prania w temperaturze 95°C**. Ułatwia to dokładną pielęgnację poduszki i odświeżanie całego produktu wraz z wypełnieniem.

Ta właściwość może mieć szczególne znaczenie w miejscach, w których tekstylia są regularnie użytkowane przez różne osoby, między innymi w hotelach, pensjonatach, sanatoriach, placówkach opiekuńczych oraz obiektach medycznych.

Higiena całej poduszki

VITA-MED można prać razem z wypełnieniem. Po zakończeniu prania granulat należy równomiernie rozłożyć wewnątrz poszycia, a następnie dokładnie wysuszyć całą poduszkę przed ponownym użyciem.

Polikoton – połączenie bawełny i poliestru

Poszycie poduszki wykonano z **polikottonu zawierającego 50% bawełny i 50% poliestru**. Połączenie obu rodzajów włókien pozwala uzyskać materiał odpowiedni do regularnego użytkowania i częstej pielęgnacji.

Bawełna nadaje tkaninie przyjemny charakter, natomiast domieszka poliestru wspiera jej trwałość i odporność na wielokrotne pranie. Białe poszycie ma uniwersalny wygląd i łatwo dopasowuje się do wyposażenia domowej sypialni oraz pomieszczeń o charakterze profesjonalnym.

Materiały z certyfikatem OEKO-TEX Standard 100

Według informacji producenta tkanina, wypełnienie oraz nici zastosowane w poduszce posiadają **certyfikat OEKO-TEX Standard 100**. Oznaczenie to potwierdza przebadanie elementów tekstylnych pod kątem określonych substancji szkodliwych.

Osoby poszukujące produktów o podobnym charakterze mogą sprawdzić również [poduszki medyczne i antyalergiczne AMW](#).

Poduszka medyczna do domu i zastosowań profesjonalnych

Rozmiar 50x60 cm sprawia, że poduszka VITA-MED nie zajmuje dużo miejsca, a jednocześnie zapewnia powierzchnię odpowiednią do codziennego odpoczynku. Może być używana jako główna poduszka do spania albo dodatkowe podparcie podczas leżenia.

Możliwość prania w wysokiej temperaturze sprawia, że model ten może być wykorzystywany nie tylko w domach, lecz także w hotelach, sanatoriach, placówkach opiekuńczych, gabinetach oraz na oddziałach szpitalnych – zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

Specyfikacja poduszki VITA-MED 50x60 cm

Rodzaj produktu	poduszka medyczna / antyalergiczna
Model	VITA-MED
Wymiary	50x60 cm
Rodzaj wypełnienia	silikonowany granulat FOLLBALL
Materiał poszycia	polikoton
Skład poszycia	50% bawełna, 50% poliester
Kolor	biały
Temperatura prania	95°C
Certyfikat materiałów	OEKO-TEX Standard 100
Naturalne pierze lub puch	nie

Jak prać i pielęgnować poduszkę VITA-MED?

- przed praniem zapoznać się z oznaczeniami na etykiecie produktu,
- poduszkę można prać razem z wypełnieniem w temperaturze 95°C,
- stosować program odpowiedni do rodzaju produktu i możliwości pralki,
- po praniu delikatnie rozpulchnić silikonowany granulat,
- równomiernie rozprowadzić wypełnienie wewnątrz poszycia,
- przed ponownym użyciem dokładnie wysuszyć całą poduszkę,
- nie wkładać wilgotnego produktu do poszewki ani zamkniętej szafy.

Regularna pielęgnacja zgodna z instrukcją producenta pomaga zachować czystość, sprężystość oraz prawidłowe rozmieszczenie wypełnienia.

Dla kogo może być odpowiednia poduszka VITA-MED 50x60 cm?

Model może sprawdzić się u osób poszukujących:

- białej poduszki medycznej w rozmiarze 50x60 cm,
- produktu umożliwiającego częste pranie w 95°C,
- poduszki bez naturalnego pierza i puchu,
- lekkiego, sprężystego wypełnienia syntetycznego,
- poduszki do domu, hotelu, sanatorium lub placówki opiekuńczej,
- wyrobu wykonanego z certyfikowanych materiałów tekstylnych.

Poszewki dopasowane do różnych rozmiarów poduszek znajdziesz w kategorii [poszewki na poduszki](#). Wszystkie dostępne modele możesz natomiast porównać w kategorii [poduszki do spania](#).

