

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/polwalek-ledzwiowy-p-2439.html>

Półwałek lędźwiowy z paskiem do krzesła i fotela

Cena	63,00 zł
Czas wysyłki	7 - 14 dni

Opis produktu

Półwałek lędźwiowy z paskiem do podparcia pleców

Półwałek lędźwiowy to praktyczna poduszka w kształcie półwałka, przeznaczona do podparcia odcinka lędźwiowego pleców podczas siedzenia. Sprawdza się przy krześle, fotelu biurowym, fotelu domowym oraz siedzeniu samochodowym. Dzięki paskowi mocującemu można łatwiej utrzymać półwałek w wybranym miejscu na oparciu.

Produkt jest dobrym wyborem dla osób, które dużo czasu spędzają w pozycji siedzącej: przy biurku, komputerze, w czasie nauki, pracy, odpoczynku lub jazdy samochodem. Zaokrąglony profil półwałka wspiera wygodniejsze ułożenie pleców, a kompaktowy rozmiar pozwala używać go w różnych miejscach.

Dlaczego warto wybrać półwałek lędźwiowy?

- **Podparcie odcinka lędźwiowego** - półwałek pomaga wygodniej oprzeć dolną część pleców podczas siedzenia.
- **Pasek mocujący** - umożliwia przymocowanie półwałka do oparcia krzesła, fotela lub siedzenia.
- **Kształt półwałka** - zaokrąglona część dopasowuje się do miejsca podparcia, a płaska strona stabilizuje produkt przy oparciu.
- **Pianka poliuretanowa** - zapewnia lekką i miękką konstrukcję.
- **Warianty pokrycia** - dostępne jest pokrycie welurowe oraz możliwość wyboru materiału skóropodobnego.
- **Różne kolory** - produkt można dopasować do krzesła, fotela, gabinetu, pokoju lub przestrzeni pracy.
- **Dwa rozmiary** - możliwość wyboru niższego lub nieco wyższego wariantu podparcia.

Do czego służy półwałek lędźwiowy?

Półwałek lędźwiowy służy do podparcia dolnej części pleców w pozycji siedzącej. Może być stosowany przy codziennej pracy biurowej, nauce przy biurku, odpoczynku w fotelu lub w czasie podróży samochodem. Nie jest to zwykła kształtka do ćwiczeń ani półwałek do sali zabaw - jego główne zastosowanie to wygodniejsze siedzenie i stabilniejsze podparcie pleców.

- do krzesła biurowego,
- do fotela domowego,
- do siedzenia samochodowego,
- do nauki przy biurku,
- do pracy przy komputerze,
- do podparcia pleców podczas dłuższego siedzenia.

Półwałek lędźwiowy a zwykły półwałek do ćwiczeń

Ten model różni się od klasycznego półwałka do ćwiczeń przede wszystkim przeznaczeniem i paskiem mocującym. **Półwałek do ćwiczeń** jest używany głównie na podłodze, stole rehabilitacyjnym lub macie, natomiast **półwałek lędźwiowy z paskiem** jest przeznaczony do mocowania przy oparciu krzesła, fotela lub siedzenia samochodowego.

Jeżeli szukasz produktu do ćwiczeń, masażu lub pracy na macie, sprawdź [półwałek do ćwiczeń i rehabilitacji](#). Jeżeli potrzebujesz elementów do sał zabaw i zajęć ruchowych, zobacz [półwałki z pianki do sał zabaw](#). Do większych układów ruchowych przydadzą się także [kształtki rehabilitacyjne](#).

Półwałek lędźwiowy a klin ortopedyczny do siedzenia

Półwałek lędźwiowy podtrzymuje dolny odcinek pleców przy oparciu, natomiast [klin ortopedyczny do siedzenia](#) układa się na siedzisku. To dwa różne produkty: półwałek pracuje za plecami, a klin zmienia sposób siedzenia od strony siedziska. W wielu przypadkach wybór zależy od tego, czy potrzebne jest podparcie pleców, czy zmiana kąta siedzenia.

Dostępne rozmiary półwałka lędźwiowego

Półwałek lędźwiowy jest dostępny w dwóch wariantach wymiarowych. W przypadku braku zmiany rozmiaru wysyłany jest wariant **30cmx25cmx5cm**.

Rozmiar

30cmx25cmx5cm
32cmx25cmx7cm

Charakterystyka

niższy półwałek do delikatniejszego podparcia lędźwiowego
wyższy wariant, gdy potrzebne jest mocniejsze podparcie pleców

Dane produktu

- rodzaj produktu: półwałek lędźwiowy / poduszka lędźwiowa,
- przeznaczenie: podparcie odcinka lędźwiowego podczas siedzenia,
- mocowanie: pasek do przymocowania przy oparciu,
- wypełnienie: pianka poliuretanowa,
- pokrycie: materiał welurowy lub skóropodobny, zależnie od wybranego wariantu,
- dostępne rozmiary: 30cmx25cmx5cm oraz 32cmx25cmx7cm,
- zastosowanie: krzesło, fotel, fotel biurowy, siedzenie samochodowe, praca przy biurku, nauka, odpoczynek,
- kolory: zgodnie z aktualnymi wariantami produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor J: Welur-W3 , Welur-W4 , Welur-W5 , Welur-W6 , Welur-W7 , Welur-W8

Rozmiar półwałka J: 30cmx25cmx5cm , 32cmx25cmx7cm (+ 4,00 zł)