

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/waga-osobowa-salter-9112-z-analiza-skladu-ciala-i-pamiecia-10-osob-p-2762.html>

Waga osobowa Salter 9112 z analizą składu ciała i pamięcią 10 osób

Cena	89,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Salter 9112 – codzienna kontrola masy i składu ciała

Salter 9112 BK3R to elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała, która pozwala uzupełnić zwykłe ważenie o dodatkowe parametry. Oprócz masy ciała wskazuje szacunkową zawartość tłuszczu i wody, parametry dotyczące mięśni i masy kostnej oraz oblicza BMI i BMR. Maksymalne obciążenie wynosi **180 kg**, a podziałka pomiaru masy to 100 g.

Produkt jest nowy. Baterie znajdują się w zestawie.

Analiza składu ciała oraz wskaźniki BMI i BMR

Waga wykorzystuje technologię BIA, czyli analizę impedancji bioelektrycznej. Po wprowadzeniu danych użytkownika i wykonaniu pomiaru bosymi stopami na elektrodach urządzenie wyświetla szacunkowe wyniki analizy. Regularne pomiary w podobnych warunkach pomagają obserwować zmiany w czasie.

- **Masa ciała** – podstawowy pomiar podczas ważenia.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacowany udział tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – szacowana zawartość wody.
- **Mięśnie i masa kostna** – dodatkowe wskazania analizatora.
- **BMI** – wskaźnik obliczany z masy ciała i wzrostu.
- **BMR** – szacowana podstawowa przemiana materii.

Pamięć ustawień dla 10 osób

10 profili użytkowników umożliwia zapisanie danych poszczególnych domowników. Przed rozpoczęciem analizy wystarczy wybrać właściwy profil. Dostępny jest również tryb sportowca, przeznaczony dla osób spełniających kryteria opisane w instrukcji producenta.

Pamięć profili przechowuje ustawienia użytkowników. Nie jest dziennikiem wcześniejszych wyników ważenia.

Duży ekran LCD i szklana platforma

Wyświetlacz LCD o wymiarach **80x39 mm** ułatwia odczyt wyników. Platforma ze szkła hartowanego ma wymiary **30x30 cm**. Czarna powierzchnia z metalowymi elektrodami pasuje zarówno do jasnych, jak i ciemnych aranżacji łazienki.

Funkcja **Step-on** pozwala rozpocząć podstawowy pomiar masy po wejściu na platformę, gdy waga została wcześniej

prawidłowo zainicjowana. Urządzenie wyłącza się automatycznie. Wyniki ważenia można odczytywać w kilogramach, funtach lub jednostkach stone.

Specyfikacja techniczna

Parametry wagi Salter 9112 BK3R	Marka	Salter
	Model	9112 BK3R
	Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizą
	Maksymalne obciążenie	180 kg
	Podziałka pomiaru masy	100 g
	Jednostki ważenia	kg, lb, st
	Technologia analizy	BIA – analiza impedancji bioelektrycznej
	Dodatkowe wskazania	Tkanka tłuszczowa, woda, mięśnie, masa
	Pamięć ustawień	10 użytkowników
	Tryb sportowca	Tak
	Wyświetlacz	LCD, 80x39 mm
	Platforma	Szkło hartowane, 30x30 cm
	Kolor	Czarny z metalowymi elektrodami
	Zasilanie	2 baterie AAA – w zestawie
	Uruchamianie ważenia	Step-on po prawidłowej inicjalizacji
	Automatyczne wyłączenie	Tak
	Stan produktu	Nowy

Jak korzystać z wagi Salter 9112?

Ustaw urządzenie na twardej, równej powierzchni. Po przestawieniu wagi wykonaj ponowną inicjalizację zgodnie z instrukcją. Do analizy składu ciała wybierz swój profil i stań bosymi stopami na metalowych elektrodach. Pozostań nieruchomo do zakończenia pomiaru.

Dla łatwiejszego porównywania wyników wykonuj pomiary o podobnej porze i w zbliżonych warunkach. Wskazania analizatora mają charakter orientacyjny i nie zastępują diagnostyki medycznej.

Informacja producenta: urządzenia nie powinny używać osoby z rozrusznikiem serca lub innym wszczepionym elektronicznym urządzeniem medycznym. Kobiety w ciąży powinny korzystać wyłącznie z funkcji ważenia.

Najczęściej zadawane pytania

Czy produkt jest nowy?

Tak. Oferowana waga Salter 9112 BK3R jest produktem nowym.

Czy można korzystać wyłącznie z funkcji ważenia?

Tak. Waga umożliwia podstawowy pomiar masy ciała bez uruchamiania analizy składu ciała.

Co zapisuje pamięć 10 użytkowników?

Pamięć przechowuje dane profili potrzebne do analizy. Nie służy do zapisywania historii wyników.

Czy baterie są w zestawie?

Tak. Waga jest dostarczana z bateriami. Model korzysta z dwóch baterii AAA.

Czy do analizy trzeba zdjąć skarpetki?

Tak. Analiza wymaga bezpośredniego kontaktu bosych stóp z metalowymi elektrodami na platformie.

Dobierz wyposażenie do swojej łazienki

Zobacz także pozostałe [wagi łazienkowe](#) dostępne w AZSklep.pl. Jeśli szukasz produktów do relaksu i pielęgnacji, odwiedź kategorię [domowe SPA](#).